

# **SCHEMA TECNICA**

## **CALZARE FACTORY**

### **MOD01**



**Dispositivo Medico Classe I non sterile, Rep. n. 1951759**  
(T0208 COPRISCARPE)

#### **Produttore**

**FACTORY SHOES S.R.L.S.**

**Sede legale Zona Industriale Lotto Via Marisa Bellisario, 73042 Casarno (LE)**

**P.IVA 04927380750 – REA LE-328973**

Tel. 342 028 0324 – PEC: factoryshoessrls@pec.it

#### **Descrizione del prodotto**

Copriscarpe protettivo monouso in TNT con bande antiscivolo 55%PA e 45%PU.

#### **Struttura del copriscarpe**

Il copriscarpe è composta da:

- Struttura tubolare in TNT 40gr/mq, colore bianco, 100% polipropilene;
- Due bande antiscivolo posizionate nella parte inferiore della calzata composte in 55%PA e 45%PU;
- Un elastico reggi dispositivo posizionato nella parte superiore per fare aderire il dispositivo alla gamba.

## Descrizione caratteristiche

NOME COMMERCIALE	MISURE	COMPOSIZIONE	CODICE CND	CLASSE CE	N. RPROGRESSIVO BD/RDM
CALZARE FACTORY	44 cm x 31 cm	TNT 40gr/mq POLIAMMIDE POLIURETANICA	T0208 COPRISCARPE	CLASSE I NON STERILE	1951759

## Etichetta del prodotto



### DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE 1

Registrato nella banca dati dei DM  
del M.d.S. al N° REP.N. 1951759  
in conformità al

D.Lgs 24/02/97 n. 46 Attuazione della direttiva 93/42CEE



## Immagine del prodotto



## Garanzia

Il fabbricante garantisce i dispositivi CALZARE FACTORY per eventuali difetti di materiale e di produzione che dovessero insorgere, per un periodo di 12 mesi dalla data di vendita.

Ogni tentativo di riparazione, ripristino, modifica o uso improprio che esuli da quanto contemplato all'interno del presente manuale e dal comune buon senso, farà decadere la garanzia.

Qualora fossero evidenziati malfunzionamenti e/o rotture e/o difetti, l'utilizzatore dovrà tempestivamente informare il rivenditore dettagliando i dati del prodotto e le problematiche insorte.

Il rivenditore si riserva di autorizzare il reso per procedere con l'analisi e l'eventuale riparazione o sostituzione del prodotto.

## Destinazione d'uso

Da utilizzare per prevenire e/o attenuare la contaminazione propria e degli altri da agenti atmosferici e/o microbici.


Da indossare come copriscarpe facendolo aderire bene alla gamba.

Sono ad uso temporaneo, più precisamente monouso.


## Istruzioni di manutenzione in etichetta

	Monouso
	Non lavabile


## Avvertenze e norme di sicurezza

	Manipolare sempre con mani lavate per non contaminare la mascherina. Lavare accuratamente le mani dopo avere manipolato il copriscarpe a fine utilizzo.
---	--

## Smaltimento da persone

	Non disperdere nell'ambiente il copriscarpe per evitare che agenti microbici e virus si propaghino.
---	---

## Simboli utilizzati

	Fabbricante (Rif. ISO 15223-1:2012(E))
	Data di fabbricazione (Rif. ISO 15223-1:2012(E))
	<p>Il simbolo del cestino barrato indica che il prodotto, al termine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata. L'utente è responsabile del conferimento del prodotto a fine vita alle appropriate strutture di raccolta.</p> <p>L'adeguata raccolta differenziata per il successivo avvio del prodotto dismesso al riciclaggio, al trattamento ed allo smaltimento ambientale compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti.</p>
	Marchio CE
	Monouso
	Non lavabile
	Attenzione. Segnale di avvertimento per la sicurezza in caso di utilizzo/applicazione (Rif. ISO 7000-0434A)